

# «Мегадез» - надёжная защита от инфекции

Издание: Медицинский алфавит

№2 2009 г.

## «МЕГАДЕЗ» - надёжная защита от инфекции

Применение средств для дезинфекции затрагивает практически любую сферу деятельности человека и, следовательно, от того, как и чем проводятся дезинфекционные мероприятия, зависит здоровье населения.

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с инфекционными заболеваниями является химический метод, основанный на использовании химических дезинфицирующих средств, обладающих антимикробными свойствами.

В научно-исследовательском центре ЗАО «ВладМиВа» при разработке дезинфицирующего средства «МЕГАДЕЗ» подбирался композиционный состав, обеспечивающий возможность работы с низкими концентрациями препарата в рабочем растворе при небольшом времени воздействия. Мы получили высокоэффективную дезинфицирующую систему на основе алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) и альдегидов (глутарового и глиоксаля), концентрация которых обеспечивает максимальную эффективность препарата и низкую токсичность рабочих растворов.

Исследования препарата проводились по современным методикам, разработка режимов применения и технических условий осуществлялась специалистами ФГУП «НИИ Дезинфектологии». Препарат успешно прошёл испытания и разрешён для применения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), клинических, микробиологических и других лабораториях, в инфекционных очагах, на объектах коммунально-бытового обслуживания (в т.ч., парикмахерские, бани, прачечные, гостиницы, общежития, общественные туалеты и т.д.), в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, центры физической культуры и спорта, театры, кинотеатры, концертные залы и др.), в учреждениях социального обеспечения и пенитенциарных учреждениях, на объектах торговли, предприятиях общественного питания, на объектах автотранспорта.

«МЕГАДЕЗ» обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулёза), вирусов (включая полиомиелит, аденовирус, герпес, гепатиты, ВИЧ-инфекцию), грибов рода Кандида и Трихофитон.

### «МЕГАДЕЗ» предназначен для:

- профилактической, текущей и заключительной дезинфекции;
- дезинфекции поверхностей в помещениях, жёсткой мебели, поверхностей аппаратов, медицинских приборов, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, средств личной гигиены, специального оборудования и инструментов (парикмахерских и косметических);
- проведения предстерилизационной очистки, совмещённой и не совмещённой с дезинфекцией изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним);
- проведение генеральных уборок;
- дезинфекционной обработки санитарного, грузового и пассажирского транспорта;
- для обработки поверхностей в целях борьбы с плесневыми грибами.

Обладая полным спектром бактерицидного, вирулицидного, фунгицидного и спороцидного действия «МЕГАДЕЗ» гарантирует высокоэффективную и надёжную дезинфекцию, удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к современным дезинфицирующим средствам:

- дезинфекция, совмещённая с предстерилизационной очисткой;
- сочетание дезинфицирующих, моющих и дезодорирующих свойств;
- простота в приготовлении и применении рабочих растворов;
- рабочие растворы средства могут использоваться многократно в течение 14 суток (до изменения внешнего вида);
- не вызывает коррозии обрабатываемых поверхностей и материалов;
- сохраняет антимикробную активность после замораживания и последующего оттаивания;
- рабочие растворы препарата обладают низкой токсичностью (4 класс малотоксичных веществ);
- дезинфекцию, методом протирания и замачивания, можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

В настоящее время дезинфекционные мероприятия приобретают всё более высокую значимость в профилактике и ликвидации инфекций. Правильный выбор наиболее эффективных дезинфицирующих средств, строжайшее выполнение правил дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации обеспечивают должный санитарно-эпидемиологический режим и надёжную защиту от патогенных микроорганизмов в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта, на объектах коммунально-бытового обслуживания, на транспорте.

### «МЕГАДЕЗ»- ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!



**МЕГАДЕЗ**

Рекомендуется для использования во всех случаях, в которых нужна эффективная, универсальная дезинфекция и профилактика вирусных заболеваний

- Широкий спектр антимикробного действия
- Простота в приготовлении и применении
- Не вызывает коррозии обрабатываемых поверхностей

**ОТ:**

- Бактерий
- Вирусов
- Плесневых грибов

**ДЛЯ:**

- Инструментов
- Поверхностей
- Сан-техоборудования
- Лабораторной посуды
- Предметов ухода за больными

ООО "ТД "ВладМива"  
308023, Россия, г.Белгород, ул.Садовая 118  
тел. (4722) 26-26-83, 26-22-76, факс (4722) 31-35-02  
www.vladmiva.ru, market@vladmiva.ru

*Мир без инфекции!*