




ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



Выбери здоровый образ жизни!



Профилактика в стоматологии играет бесконечно важную роль.

От состояния полости рта и зубов зависит здоровье всего организма. Безобидный на первый взгляд кариес может стать причиной заболеваний не только пищеварительного тракта, но и других важнейших органов и систем организма.

Основной целью профилактики является устранение причин возникновения и развития заболеваний, а также создание условий для повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Тема профилактики стоматологических заболеваний очень актуальна, поскольку результаты многочисленных исследований показывают, что интенсивность основных стоматологических заболеваний (кариеса зубов и болезни пародонта) среди населения России достаточно высока.

Самым эффективным, и в то же время простым способом профилактики стоматологических заболеваний является ежедневный гигиенический режим ухода за полостью рта, включающий в себя: чистку зубов, флоссинг, полоскание с использованием ополаскивателей с антибактериальными активными компонентами. Однако гигиенические процедуры этим не ограничиваются. Профилактика гигиены полости рта представляет собой комплекс мероприятий, который включает в себя не только каждодневную чистку зубов, но и регулярное посещение стоматолога.

Таким образом, для улучшения стоматологического здоровья необходимы усилия не только специалистов, но и общества в целом. Каждый человек должен понимать, что заботиться о здоровье полости рта также необходимо, как и о красоте своей внешности!

С заботой о здоровье Ваших зубов!



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

УДК 616.314-72
ББК 56.61
П84

П84 Профилактические материалы / ВладМиВа. – Белгород:
ВладМиВа, 2020. – 24 с.: ил., цв. ил.

Авторы: Посохова В.Ф., Лыкова И.В., Лягина Л.А., Чуев В.П., Поздняков С.Н.

В каталоге представлены материалы для профилактики стоматологических заболеваний: индикаторы зубного налета, полирующие пасты, фторсодержащие и реминерализирующие гели, жидкости и лаки, а также современные средства для отбеливания зубов, которые могут быть использованы как на стоматологическом приеме, так и в домашних условиях. Изложена их краткая характеристика и основные формы выпуска.

Издание предназначено для информирования потенциальных потребителей изделий медицинского назначения — врачей-стоматологов, студентов стоматологических факультетов медицинских вузов а также менеджеров торговых представителей компании «ВладМиВа».



СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Аэр - Клинз	4
Белгель – Р	6
БелСол №1	7
Колор – тест	8
Полидент	9

СНЯТИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Десенсил	10
Десенсил – Актив	11

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Белгель – О	12
Белгель – О актив	13
Белгель – О лайт	14
Белгель – О вайт	15

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ И ФТОРИРОВАНИЯ

Белгель – Са/Р	16
Белгель – F	18
Белак – F	18
Глуфторэд	19
Нанофлюор	20

СЕРЕБРЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

Аргенат	21
---------------	----

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ФИССУР

Фиссулайт	22
Фиссхим	23

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

КолорДент	24
КолорДент – LC	25



СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ МЕТОДОМ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ

АЭР-КЛИНЗ®

Порошки «Аэр-Клинз» применяются по методу пескоструйной обработки. Под действием струи воды и сжатого воздуха порошок эффективно очищает твердые ткани, возвращая зубам естественный цвет и здоровый блеск.

«Аэр-Клинз» выпускается в виде порошков двух типов, различных по назначению:

«ПРОФ», «СОФТ», «ПЕРИО» - для профилактической обработки;

«ПРЕП» - для препарирования полостей;

а также в виде суспензии «Аэр-Клинз» для удаления зубного камня (по методике системы VECTOR).

«АЭР-КЛИНЗ» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ:

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз-ПРОФ» (на основе соды)

- удаление налета и мягких зубных отложений;
- удаление пигментаций и отбеливания зубов;
- очистка фиссур перед герметизацией.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз»-ПРОФ в качестве основного действующего компонента содержит гидрокарбонат натрия со средним размером частиц 65 мкм, позволяющим провести очистку при щадящем воздействии на твердые ткани зуба. Порошок имеет сладкий вкус (содержит подсластитель) и приятный освежающий запах и вкус аромата лимона или мяты, черной смородины, экзотических фруктов (тропикана), вишни.

ПРОФ 120 мкм

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз-СОФТ» (на основе глицина)

- удаление незначительного налета;
- мягкая полировка;
- регулярная чистка зубов у пациентов с чувствительным пародонтом;
- удаление биопленки и зубного налета вокруг брекетов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз»-СОФТ изготовлен на основе глицина (средний размер частиц 65 мкм), имеющего мягкие абразивные свойства и приятный сладкий вкус без добавления подсластителя. «Аэр-Клинз»-СОФТ это лучшее решение для регулярных профилактических мероприятий и повторных посещений.

СОФТ 65 мкм

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз-ПЕРИО» (на основе глицина)

- обработка десневых карманов;
- поддесневая полировка;
- сокращение количества патогенной микробной флоры в десневых карманах;
- удаление биопленки вокруг имплантатов;
- профилактика стоматологических заболеваний у детей.

ПЕРИО 25 мкм

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз»-ПЕРИО изготовлен на основе глицина (средний размер частиц 25 мкм), имеющего мягкие абразивные свойства и приятный сладкий вкус без добавления подсластителя. Размер частиц глицина гарантирует щадящее воздействие на поверхность мягких тканей зубов, эмали, дентина, пломб, имплантатов и на поверхность молочных зубов у детей.

НАЗНАЧЕНИЕ


Суспензия «Аэр-Клинз» предназначена для:

- удаление зубного камня;
- очищение поверхности зубных корней;
- полирование зубов.

Суспензия 6 мкм

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз» суспензия изготавливается на водной основе и содержит в качестве абразивного компонента гидроксиапатит (размеры частиц 5-7 мкм) и вещества, образующие суспензию - эмульгатор, консервант и придающий суспензии приятный освежающий вкус ароматизатора (мята). Плотность суспензии 1-1,1 г/см³.





ДО ЧИСТКИ



ПОСЛЕ ЧИСТКИ

«АЭР-КЛИНЗ» ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ:

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз-ПРЕП» (на основе оксида алюминия - 29 мкм)

- препарирование кариозных полостей в области шейки зуба;
- финишная обработки кариозных полостей различных локализаций;
- использование при повышенной чувствительности зубов.

ПРЕП 29 мкм



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз»-ПРЕП 29 мкм содержит абразивный компонент **оксид алюминия**, антислеживающий компонент, подсластитель и ароматизатор («лимон»). Средний размер частиц абразива (29 мкм) и высокая его твёрдость позволяют легко препарировать твёрдые ткани зуба.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз-ПРЕП» (на основе оксида алюминия - 45 мкм)

- удаление старых пломб;
- удаление твердых зубных отложений;
- расширение кариозных полостей.


ПРЕП 45 мкм



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз»-ПРЕП 45 мкм содержит абразивный компонент **оксид алюминия**, антислеживающий компонент, подсластитель и ароматизатор («лимон»). Абразив с размером частиц 45 мкм позволяет препарировать кариозные ткани зуба, эффективно удалять твёрдые зубные отложения, проводить препарирование клиновидных дефектов зуба и точное препарирование зубов перед их протезированием с использованием коронок.

ТВЕРДОСТЬ ПО МООС



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	масса
00000007000	Порошок 29 мкм	40 г
00000007725	Порошок 29 мкм	200 г
00000034833	Порошок 45 мкм	40 г
00000034834	Порошок 45 мкм	200 г
00000032612	Порошок 65 мкм	200 г
00000032613	Порошок 25 мкм	120 г
00000008913	Суспензия	100 мл

артикул	форма выпуска	масса
00000005115	Порошок 120 мкм (лимон)	20 г
00000006407	Порошок 120 мкм (лимон)	300 г
00000047437	Порошок 120 мкм (вишня)	300 г
00000045891	Порошок 120 мкм (мята)	300 г
00000045892	Порошок 120 мкм (тропикана)	300 г
00000045893	Порошок 120 мкм (черная смородина)	300 г

ПУ № ФСР 2007/00961 от 07.05.2018 г.





СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

РАЗМЯГЧАЮЩИЙ ГЕЛЬ

БЕЛАГЕЛЬ® - Р



НАЗНАЧЕНИЕ


Предназначен для выявления и размягчения зубного камня при его удалении с подвижных зубов при заболеваниях пародонта.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА


Специфические свойства препарата обусловлены содержащейся в нем кислотой, которая частично растворяет соли, образующие зубной камень. Это позволяет меньше травмировать твердые ткани зуба и слизистую, чем при снятии камня обычным способом.

Эфирные масла, входящие в состав «Белагель-Р», дают ощущение свежести, а окраска зубного налета в синий цвет контрастирует с эмалью и слизистой оболочкой полости рта, что позволяет врачу проконтролировать свою работу.


Поверхность эмали зуба (электронно-ионный сканирующий микроскоп Quanta 200 3D)



налет на поверхности зуба



размягчение налета
материалом «Белагель-Р»



эмаль после удаления налета

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000000385	Гель	5 мл

РУ № ФСР 2009/06282 от 23.10.2017 г.





ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОСТИ РТА

БЕЛСОЛ®

НАЗНАЧЕНИЕ

- **жидкость №1 (концентрат)** - для гигиенических и профилактических полосканий полости рта пациента перед стоматологическим приемом, а также перед снятием слепков;
- **жидкость №1-F со фтором (концентрат)** – предотвращения кариеса зубов и заболеваний десен.



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Жидкость №1 (концентрат) содержит хлорид алюминия, обладающий слегка вяжущим свойством, что способствует снижению кровоточивости десен, очищению полости рта от слизи и пищевых остатков, снижает слюноотделение, а также оказывает микростатическое и микробицидное действие на бактерии в полости рта.

Жидкость №1 со фтором (концентрат) содержит 1,5% фторида натрия, воду, гипоаллергенные пищевые красители, ароматизаторы и подсластители.

Из концентрата разбавлением дистиллированной водой получают нейтральный раствор (pH=7), содержащий 0,2% фторида натрия, для предотвращения кариеса.

Оптимальный метод борьбы с кариесом



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000002189	Жидкость-концентрат	125 мл
00000018842	Жидкость-концентрат (с фтором)	125 мл
00000025093	Жидкость-концентрат (с фтором)	118 мл
	Квадрососуд	1,4 л
	Одноразовый стакан (50 шт)	0,2 л

ПУ № ФСР 2009/04655 от 26.09.2017 г.





СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

НАБОР ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

КОЛОР-ТЕСТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкость №1 — предназначена для выявления воспалительных процессов мягких тканей полости рта (проба Шиллера-Писарева). Проба является объективным тестом для оценки степени заболевания парадонта и эффективности проведенного лечения, может использоваться для определения распространенности воспаления и границ оперативного вмешательства при гингивэктомии, кюретаже пародонтальных каналов, для выявления поддесневых зубных отложений.

Жидкость №2 — выявление размягченной эмали и дентина при кариесе; для контроля полного удаления кариозного дентина, а также для обнаружения микротрещин в пломбах.


Жидкость №3 — предназначена для выявления мягкого и твердого зубного налета и оценки гигиены полости рта врачом или самостоятельно пациентом в домашних условиях.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Свойства «Колор-теста №1», в состав которого входит йод, иодистый калий и основа, определяются способностью гликогена (количество которого увеличивается при воспалении) давать окраску в процессе взаимодействия с йодосодержащими растворами. При нанесении «Колор-теста №1» на мягкие ткани полости рта происходит окрашивание воспаленных участков.

В состав «Колор-теста №2» входит фуксин основной, который адсорбируется на поврежденном белке твердых тканей зуба и окрашивает в красно-фиолетовый цвет размягченную эмаль и дентин. Здоровые ткани зуба - эмаль и минерализованный дентин при этом окрашиваться не будут. Таким образом, врач-стоматолог может определить уровень оперативного вмешательства.

Содержащаяся в жидкости «Колор-тест №3» метиленовая синь окрашивает бактериальный зубной налет в синий цвет, не изменяя цвета интактных твердых тканей и слизистой оболочки полости рта.



1. Нанести аппликатором Колор-тест №3

2. Промыть полость рта для удаления незафиксированной окраски



3. Зубной налет окрашивается в синий цвет

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000000049	Жидкость №1	20 мл
00000000051	Жидкость №2	20 мл
00000000052	Жидкость №3	20 мл

ПУ № ФСР 2010/06809 от 22.11.2017 г.





НАБОР АБРАЗИВНЫХ ПОЛИРУЮЩИХ ПАСТ

ПОЛИДЕНТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Полидент №1 — для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали. Рекомендуется для лечения дисколорита твердых тканей зуба, для курильщиков и больных литиазом.

Полидент №2 — для удаления мягкого налета, пелликул и обработки эмали перед реставрацией зубов, герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также для профилактики кариеса методом снятия зубных отложений.

Полидент №3 — для отбеливания, реминерализации и фторирования зубной эмали.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Полирующие пасты «Полидент» обладают абразивными свойствами, фторируют (пасты с фтором) и защищают эмаль зубов, создают приятное ощущение свежести в полости рта. Пасты «Полидент» содержат абразив, антисептические и вкусовые добавки, пастообразователь и наполнитель.

Паста «Полидент №1» характеризуется совокупностью химического и механического воздействия на твердые зубные отложения. Кислотная составляющая пасты размягчает твердые отложения, абразив счищает их с поверхности зубов при обработке, а антисептик предохраняет от повторного отложения зубного налета.

Паста «Полидент №2» (без фтора) содержит абразив, позволяющий производить очистку эмали и фиссур с минимальным риском повреждения их поверхности. Гидрофильный пастообразователь, придающий пасте пластичную консистенцию удобную в работе, позволяет легко удалять пасту водой с поверхности зубов.

Отбеливающие свойства пасты «Полидент №3» определяет перекись карбамида — наиболее эффективный отбеливатель, щадащий эмаль. Абразив легко снимает мягкий налет, входящие в состав пасты фториды и производные фосфора реминерализуют и защищают эмаль зубов.



ДО ЧИСТКИ



ПОСЛЕ ЧИСТКИ

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	масса
00000000108	набор Паста № 1, 2, 3	40г / 40г / 30г
00000000094	Паста №2 (без фтора)	5 мл
000000007811	Паста №2 (без фтора)	90 г

артикул	форма выпуска	объем
00000000093	Паста №1	5 мл
000000007812	Паста №1	90 г
00000000096	Паста №3 (с фтором)	5 мл

РУ № ФСР 2008/03037 от 19.12.2017 г.

Выпускаются набором (в банках) и отдельно (в шприцах и тубах).






СНЯТИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ЖИДКОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ

ДЕСЕНСИЛ®



оголение пришеечной части зуба



эрозия эмали

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор жидкостей «Десенсил-ВладМиВа» предназначен для снижения болевой чувствительности дентина при клиновидном дефекте, оголении пришеечной части коронки зуба, а также при эрозии эмали и для обработки культи «живого» зуба, препарированного под коронку, и глубоких полостей в качестве лечебной прокладки.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА


Жидкости «Десенсил-ВладМиВа» №1 и №2 в совместном применении являются простым и эффективным средством для снижения чувствительности зубов.

Жидкость №1 - раствор, содержащий фосфат, карбонат-калия и антисептик.


Жидкость №2 - раствор солей кальция и стронция.

При последовательной обработке жидкостями на поверхности дентина и в дентинных канальцах происходит реакция с образованием микрокристаллического слоя (толщина 3 мкм) нерастворимых солей: фосфаты и карбонаты кальция и стронция. При этом растворимые соли калия глубоко проникают в глубь дентинных канальцев, снижая передачу нервного импульса и уменьшая проводимость боли.


Жидкости не раздражают ткани полости рта, не изменяют цвет зубов и не вызывают аллергии.



открытые дентинные каналы



обработка десенситайзером



образование изолирующего барьера

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000002112	Жидкость №1 Жидкость №2	15 мл 15 мл

РУ № ФСР 2007/00310 от 18.10.2017 г.





ГЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОГО СНИЖЕНИЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ

ДЕСЕНСИЛ® - АКТИВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Позволяет быстро снизить как имеющуюся гиперчувствительность зубов, так и гиперчувствительность дентина, вызванную проведением стоматологических процедур.



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА


В состав материала «Десенси́л-Актив» входит: деионизированная вода, сорбитол, диоксид кремния, L-аргинин, монофторфосфат, антибактериальная добавка, увлажнитель, пищевой ароматизатор.

Гель надежно закрывает дентинные канальца, полностью блокирует болевые ощущения, обладает быстрым действием и пролонгированным эффектом.

Кроме того, «Десенси́л-Актив» обладает щадящими полирующими свойствами, не меняет текстуру поверхности зубной эмали и стоматологических реставрационных материалов.

«Десенси́л-Актив» может использоваться как до, так и после стоматологических процедур, таких как профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка зубов), отбеливание, препарирование зубов при ортопедическом лечении, и других терапевтических стоматологических манипуляций. При регулярном использовании у пациентов, страдающих гиперчувствительностью дентина, создает долговременный барьер, защищающий от повышенной чувствительности зубов.

Диаграмма показателей снижения чувствительности после применения материалов



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000032611	Гель	10 мл
00000061942	Гель	75 мл

РУ № ФСР 2012/13731 от 23.10.2017 г.





ОТБЕЛИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ
НА ОСНОВЕ ПЕРОКСИДА КАРБАМИДА (12%, 20%, 30%)

БЕЛАГЕЛЬ® - О



НАЗНАЧЕНИЕ

- устранение дисколораций как изначально имевшихся на зубах, так и появившихся с возрастом;
- отбеливание депульпированных зубов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Белагель-О» - универсальная отбеливающая гелевая система с пероксидом карбамида в качестве наиболее современного и щадящего отбеливающего агента. Пероксид – источник атомарного кислорода, под действием которого происходит расщепление органических веществ, окрашивающих ткани зуба. Активный кислород устраняет бактерии, способствующие формированию неприятного запаха. Отбеливающий гель содержит 30% воды, следовательно, не происходит высыхивание и обезвоживание твердых тканей. Зубы не теряют блеск. Входящие в состав «Белагель-О» ионы калия предотвращают появление чувствительности зубов.

В зависимости от концентрации пероксида карбамида препарат может использоваться как в домашних условиях под наблюдением стоматолога (12%, 20%), так и в условиях клинического приема (30%).

Рекомендуется сочетать домашнее отбеливание с клиническим.

При пломбировании и реставрации зубов рекомендуется предварительно провести отбеливание зубного ряда с целью правильного выбора оттенка реставрационного материала.

Также, мы предлагаем **набор гелей** (домашнее и клиническое отбеливание) для комплексного воздействия на твердые ткани зуба.



название материала	отбеливающее вещество	клиническое отбеливание	домашнее отбеливание
«Белагель-О» (30%)	пероксид карбамида	разрешается	не разрешается
«Белагель-О» (20%)	пероксид карбамида	разрешается	разрешается
«Белагель-О» (12%)	пероксид карбамида	разрешается	разрешается
«Белагель-О эндо» (60%)	перекись водорода	разрешается	не разрешается
«Белагель-О актив» (30%)	перекись водорода	разрешается	не разрешается
«Белагель-О актив» (20%)	перекись водорода	разрешается	не разрешается
«Белагель-О лайт» (15%)	перекись водорода	разрешается	не разрешается
«Белагель-О вайт» (6%)	перекись водорода	разрешается	разрешается

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000000015	Гель 12%	5 мл
00000000016	Гель 20%	5 мл
00000000017	Гель 30%	5 мл
00000000011	набор 12%	
	Белагель-О	4 шт 1 мл
	Белагель-Са/Р	2 шт 1 мл
	Белагель-Ф	2 шт 1 мл
	Паста для защиты слизистой	1 шт 5 мл
	Лак компенсационный	1 шт 12 мл
	Каппа	2 шт

00000000012	набор 20%	
	Белагель-О	4 шт 1 мл
	Белагель-Са/Р	2 шт 1 мл
	Белагель-Ф	2 шт 1 мл
	Паста для защиты слизистой	1 шт 5 мл
	Лак компенсационный	1 шт 12 мл
00000000013	набор 30%	
	Белагель-О	5 шт 5 мл
	Белагель-Са/Р	5 шт 5 мл
	Белагель-Ф	5 шт 5 мл
	Паста для защиты слизистой	5 шт 5 мл

ПУ № ФСП 2009/06282 от 23.10.2017 г.



ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 20% И 30%

БЕЛАГЕЛЬ® -О АКТИВ



НАЗНАЧЕНИЕ

Устранение дисколораций, как изначально имевшихся на зубах, так и появившихся с возрастом, а также для отбеливания депульпированных зубов, включая внутрикоронковое отбеливание.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав отбеливающей системы «Белгель-О» актив входят: гель на основе 20% (30%) перекиси водорода и гель, содержащий щелочной активатор.

При смешивании двух гелей перекись водорода распадается с образованием активных радикалов, под действием которых происходит расщепление органических веществ, окрашивающих ткани зубов. Голубая окраска геля облегчает контроль за процессом отбеливания.

Применение системы «Белгель-О» актив обеспечивает улучшение цвета зубов на 6-8 оттенков по шкале VITA.

Гель, как и любое другое средство для отбеливания, не осветляет реставрационные материалы.




Белгель-О-Актив 20%



Белгель-О-Актив 30%

СХЕМА ПРОЦЕССА ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000008916	Гель 20% Гель активатор	1,5 мл 1,5 мл
00000009306	Гель 30% Гель активатор	1,5 мл 1,5 мл



ОТБЕЛИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 10% И 15%

БЕЛАГЕЛЬ®-О ЛАЙТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Компоненты геля «Белгель-О» лайт способны поглощать определенный спектр света, который активизирует действие отбеливающего геля.

Применение геля «Белгель-О» лайт обеспечивает улучшение цвета зубов на 6-8 оттенков по шкале VITA.

Гель наиболее эффективно удаляет желтые и коричневые пятна на зубах, которые ранее не подвергались отбеливанию и может применяться для отбеливания всех типов пятен.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед процедурой отбеливания провести профилактику полости рта пациента.

Защитить мягкие ткани полости рта кофердамом. С помощью кисточки гель наносят на зубы слоем толщиной 1-2 мм и равномерно распределяют.

После нанесения геля, установить лампу «Zoom» в рабочее положение так, чтобы свет был сфокусирован на зубах. Рекомендуется проводить 3 цикла отбеливания по 20 минут.

По окончании процедуры отбеливания рекомендуется провести реминерализацию и фторирование зубов пациента.

АКТИВИРУЕТСЯ СВЕТОМ



до



после

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000008915	Гель 15%	1,5 г
00000025806	Гель 10%	1,5 г

РУ № ФСР 2009/06282 от 23.10.2017 г.





ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ НА ОСНОВЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 6%

БЕЛАГЕЛЬ® - О вайт

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Мобильное средство для осуществления полноценного курса отбеливания естественных зубов, а также для поддержания белизны зубов после процедуры профессионального отбеливания.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



1. Перед процедурой отбеливания рекомендуется высушить зубы при помощи салфетки.



2. Поместите ретрактор в полость рта.



3. Аккуратно нанесите тонкий слой геля на переднюю поверхность зубов, избегая попадания на десны и губы.



4. Подождите в течение 30 секунд, пока отбеливающее вещество не подсохнет.

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000037834	набор гелей: «Белагель-О» Вайт 6% «Белагель-Са/Р» Ретрактор	2,5 мл 2,5 мл 1 шт

РУ № ФСР 2009/06282 от 23.10.2017 г.





МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ И ФТОРИРОВАНИЯ

РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

БЕЛАГЕЛЬ® - Ca/P




НАЗНАЧЕНИЕ

- профилактика кариеса на начальной его стадии - белого пятна;
- реминерализация эмали при некариозных ее поражениях, возникших в период формирования зубов;
- при гиперестезии твердых тканей зуба, гипоплазии эмали, эрозии твердых тканей зуба и т. п.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Составные компоненты реминерализующего геля «Белгель-Са/Р» - ионы, входящие в состав здоровой зубной эмали, активно проникают в эмаль и дентин пораженных зубов и способствуют их минерализации. 1 г материала «Белгель-Са/Р» в ионном виде содержит: 11 мг кальция, 5 мг фосфора, 32 мг хлора, 1,8 мг калия, 0,9 мг магния и 20 мг натрия.

При нанесении геля на поверхность зуба и высушивании образуется плёнка, реминерализующая ткани зуба в течение 3-5 ч. Для более длительной аппликации гель используют с применением каппы.



1 г «Белгель- Са/Р» содержит:

11 мг ионов кальция,
5 мг фосфора,
32 мг хлора
1,8 мг ионов калия,
0,9 мг ионов магния
20 мг ионов натрия



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000001149	Гель	5 мл
00000013021	Гель	10 г
00000037853	Гель(ручка-кисточка)	2,5 мл

ПУ № ФСР 2009/06282 от 23.10.2017 г.





Схема реминерализующей терапии с применением геля «Белгель Са/Р» для различных клинических ситуаций

ЗАБОЛЕВАНИЕ	ФОРМА	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ
Профилактика	Кариес зубов и некариозные поражения зубов 2 группы	2 курса в год по 10-15 аппликаций ежедневно или через день
Кариес зубов	Компенсированная форма кариеса (1 полость в год)	3-4 курса по 10-15 аппликаций в течение года
	Декомпенсированная форма кариеса (2-3 полости в год)	В течение первого месяца ежедневно, повторно через 2 месяца, при стабилизации заболевания перейти к режиму, как при компенсированной форме кариеса
Не кариозное поражение зубов	Поражения, возникающие до прорезывания зубов: гипоплазия, флюороз, медикаментозные.	На стадии белого пятна - до исчезновения пятен (6-10 месяцев)
		При эрозивных формах - в течение 1 месяца, с дальнейшим пломбированием материалами, не требующими протравливания кислотой
	Поражения, возникающие после прорезывания зубов	Если планируется пломбирование, аппликации геля в течение 3-5 недель (в случае некроза – ежедневно до одного года)
		При наличии неглубоких дефектов в пределах эмали- ежедневно аппликации в течение 2-4 месяцев могут привести к достаточному эстетическому результату без пломбирования. Курс повторяется по показаниям 2-3 раза в год
Гиперестезия зубов	системная	Ежедневно до исчезновения симптомов
Отбеливание зубов	В течение курса	Сразу после каждой процедуры отбеливания
	По завершении курса	Ежедневно в течение 1-2 недель
Ортодонтическое лечение	В течение всего периода лечения	Ежедневно после тщательной очистки зубов и ортодонтических конструкций от мягкого зубного налета
	По завершении лечения	Ежедневно в течение одного месяца





МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ И ФТОРИРОВАНИЯ

ФТОРИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

БЕЛАГЕЛЬ® - F

НАЗНАЧЕНИЕ

Профилактика кариеса зубов:

- при гиперестезии зубов;
- клиновидных дефектах;
- травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Белгель-F» - на основе природных полисахаридов, обладает высокой проникающей способностью ионов фтора (F-) в ткань зуба, стимулирует минерализацию твердых тканей зуба, способствует восстановлению зубной эмали и предохраняет зубы от кариеса.

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000000014	pH 7 Гель	5 мл
00000045530	Гель	10 г
00000061795	Гель	500 мл
00000056104	pH 4 Гель	500 мл

ПУ № ФСР 2009/06282 от 23.10.2017 г.



ФТОРИРУЮЩИЙ ЛАК

БЕЛАК® - F

НАЗНАЧЕНИЕ

- профилактика кариеса зубов у детей и подростков;
- лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях.

Стоматологический материал «Белак-F» выпускается в формах:

- «Белак-F» белый;
- «Белак-F» прозрачный.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА


«Белак-F» **белый**. В его состав входят растворитель, пленкообразователь, калий фтористый. Ионы фтора, содержащиеся в препарате, укрепляют эмаль зубов, снижают ее проницаемость, предохраняют зубы от развития кариеса.

«Белак-F» **прозрачный**. В его состав входят природный пленкообразователь, соединение фтора нового поколения (аминофторид), антисептический компонент и растворитель. Ионы фтора, содержащиеся в препарате, укрепляют эмаль зубов, снижают ее проницаемость, предохраняют зубы от развития кариеса.

ФОРМА ВЫПУСКА


артикул	форма выпуска	объем
00000000010	Лак (белый)	25 мл
00000015719	Лак (прозрачный)	25 мл
00000035794	Лак (шприц)	3 мл

ПУ № ФСР 2010/07667 от 26.09.2017 г.



Поверхность зуба (электронно-ионный сканирующий микроскоп Quanta 200 3D)

«Белак-F» проникает в каналы и запечатывает их





КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ФТОРИРОВАНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА

ГЛУФТОРЭД®


НАЗНАЧЕНИЕ

Глубокое фторирование эмали и дентина при:

- профилактике и лечении первичного и вторичного кариеса, кариеса в стадии пятна;
- профилактике кариеса до и после использования ортодонтических конструкций;
- герметизации фиссур (без препарирования эмали) с эффектом глубокой минерализации;
- лечении гиперчувствительности пришеечной области зуба, снижении чувствительности дентина после препарирования полости и культи зуба;
- изоляция пульпы от химического воздействия мономеров и кислот, входящих в состав композитных материалов и других видов пломб;
- лечении пародонитов.



Глубокое фторирование - это образование субмикроскопических кристаллов CaF_2 не на поверхности, а непосредственно в порах разрыхленной зоны эмали, канальцах дентина и в зубном цементе.



кристаллы, имея малую величину (50А), располагаются внутри воронок эмали (100А)

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В стоматологический комплект «Глуфторэд» входят:

- **жидкость** - раствор голубого цвета, содержащий ионы фтора и меди;
- **суспензия** - мелкодисперсная гидроокись кальция в дистиллированной воде с добавлением стабилизатора.

В результате последовательного нанесения жидкости и суспензии происходит герметизация микротрещин эмали, канальцев дентина и цемента. Образующаяся субстанция представляет собой высокомолекулярный полимер кремниевой кислоты с отложившимися в нем субмикроскопическими герметизирующими фтористого кальция, фтористого магния и фтористой меди - II. Она является щелочной по своей природе и исключительно плотной, что обеспечивает эффективную защиту дентина и пульпы от воздействия кислот и мономеров, содержащихся в композитных материалах.

В отличие от обычного фторирования, при проведении глубокого фторирования микрокристаллики фтористого кальция, размерами менее 1 микрона, образуются непосредственно в дентинных канальцах и порах поврежденной эмали, что обеспечивает эффективную, длительно действующую защиту от кариеса.

Субмикроскопические кристаллы фтористого кальция являются постоянным источником фторид-ионов, обеспечивающих длительную реминерализацию и эффективную герметизацию твердых тканей. Соединения меди гарантируют эффективную защиту твердых тканей зуба от кариесогенных микроорганизмов.

Глубокое фторирование не снижает адгезию и ретенцию пломбировочных и реставрационных материалов.

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000001726	Жидкость Суспензия	10 мл 10 мл

ПУ № ФСР 2007/00998 от 23.10.2017 г.





МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ И ФТОРИРОВАНИЯ

ФТОРИРУЮЩИЙ ЛАК НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ СМОЛ
И НАНОДИСПЕРСНОГО ГИДРОКСИАПАТИТА

НАНОФЛЮОР®

для глубокого фторирования
и ускоренной реминерализации




НАЗНАЧЕНИЕ

- профилактика и лечение первичного и вторичного кариеса, кариеса в стадии пятна, кариеса корня, а также при лечении клиновидных дефектов;
- после снятия зубных отложений при профессиональной гигиенической чистке зубов;
- после удаления брекет-систем и полировки эмали зубов и пломб;
- после кюретажа пародонтальных карманов для защиты пришеечной области зуба при цервикальной гиперестезии;
- при лечении гиперестезии зубов после применения техники травления (реставрация композиционными материалами, герметизация фиссур, установка брекет-систем).
- при абразивном повреждении эмали и дентина в результате неправильной чистки зубов или при травмировании зубов;
- при обработке контактных поверхностей соседних зубов с несъемными ортопедическими конструкциями;
- при лечении и профилактике кариеса у детей и подростков: сохранение временных зубов до появления постоянных, герметизация фиссур в стадии их созревания, при пигментированных глубоких фиссурах постоянных зубов;
- перед пломбированием для изоляции глубоких полостей зуба.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Лак «Нанофлюор» содержит:

- аминофторид и фторид натрия, повышающие резистентность зубной эмали к воздействию кислот. Органическое соединение фтора аминофторид обладает повышенной фторирующей активностью с длительным терапевтическим действием. Оптимальное содержание фторирующих компонентов, обеспечивающих мгновенную изоляцию зубов от различного рода раздражителей.
- природную смолу, обладающую антисептическими и бактерицидными свойствами, способную образовывать тонкую прочную плёнку в течение 40-60 секунд, не влияющую на адгезию реставрационных материалов к дентину;
- нанодисперсный коллоидный гидроксиапатит, способствующий восстановлению минеральной структуры эмали зуба, реминерализации дентина глубокой кариозной полости и нормализации функционального состояния пульпы зуба.



Скан поверхности
шлифа зуба, выполненный на
атомно-силовом микроскопе NTEGRA AURA

Скан поверхности
шлифа зуба, **предварительно
покрытый лаком «Нанофлюор»**,
выполненный на атомно-силовом
микроскопе NTEGRA AURA

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000007472	Лак	5 мл
	Растворитель	5 мл

РУ № ФСР 2007/00836 от 22.11.2017 г.



открытые
дентинные каналы

Поперечный скол дентина,
поверхность которого
предварительно обработана
лаком «Нанофлюор»

электронно-ионный
сканирующий микроскоп Quanta 200 3D





ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЕРЕБРЕНИЯ И ФТОРИРОВАНИЯ ЗУБОВ

АРГЕНАТ®

серии «КАЛЕЙДОСКОП» -
материал для детской стоматологии



НАЗНАЧЕНИЕ

«Аргенат» однокомпонентный - предназначен для фторирования и снижения чувствительности зубов (кроме фронтальных), предотвращения развития вторичного кариеса, а также для серебрения корневых каналов зубов при начальных формах развития кариозных процессов (особенно кариеса молочных зубов).

«Аргенат» двухкомпонентный - предназначен для серебрения инфицированных и труднопроходимых каналов, кариозных молочных зубов, а также зубов, пораженных пришеечным кариесом.




СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аргенат» однокомпонентный выпускается в виде бесцветной прозрачной жидкости, содержащей комплексную соль фторид диамминсеребра (I). Действие материала основано на преобразовании ионов кальция и ортофосфат-ионов гидроксиапатита зуба во фторид кальция и ортофосфат серебра, которые коагулируют протеины органической составляющей дентина, блокируя проникающие полости твердых тканей зуба что приводит к укреплению структуры дентина. Клиническая эффективность однокомпонентного «Аргената» в несколько раз выше, чем у препаратов на основе нитрата серебра.

«Аргенат» однокомпонентный не обладает раздражающим действием на пульпу, так как на поверхности дентина образуется фторид кальция, сужающий дентинные канальца, тем самым затрудняющий проникновение ионов серебра. Бактерицидное действие материала носит пролонгированный характер, обеспечивает подавляющее воздействие на ферменты, разрушающие минеральные вещества молочных зубов.

Двухкомпонентный «Аргенат» для серебрения твердых тканей зуба включает: жидкость №1, содержащую серебро в ионной форме, жидкость №2 с восстановителем серебра, вазелиновое масло для изоляции слизистой поверхности при серебрении молочных зубов и пришеечной части зубов.

Метод серебрения заключается в проникновении ионов серебра в макро- и микроканальца твердых тканей зуба, восстановлении и отложении серебра в дентинных канальцах в виде густо расположенных зерен, заполняющих просвет канальцев почти полностью. Бактерицидное действие материала носит пролонгированный характер, обеспечивает подавляющее воздействие на ферменты, разрушающие минеральные вещества молочных зубов.



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000001575	Жидкость	5 мл
00000000001	Жидкость №1	4 мл
	Жидкость №2	3 мл
	Масло вазелиновое	5 мл

ПУ № ФСР 2007/00141 от 11.09.2017 г.





ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ФИССУР


ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФИССУР СВЕТООВОТВЕРЖДАЕМОГО

ФИССУЛАЙТ®

серии «КАЛЕЙДОСКОП» -
материал для детской стоматологии

НАЗНАЧЕНИЕ

Запечатывание фиссур и других анатомических углублений интактных зубов.



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Герметик «Фиссулайт» представляет собой светоотверждаемый однокомпонентный композиционный материал низкой вязкости, устойчивый к истиранию, содержащий фторирующие компоненты, которые обеспечивают кариеспротективный эффект.


Герметик «Фиссулайт» выпускается в виде пасты (белой, прозрачной и цветной с мерцающим эффектом). Цветные герметики удобно наносить и визуально контролировать во время запечатывания и последующих проверок.

Яркая цветовая палитра (6 цветов) поможет завоевать доверие маленького пациента, предоставив ему возможность участвовать в процессе лечения при выборе цвета герметика.

Входящие в состав герметика пищевые красители соответствуют нормам международных стандартов и не вымываются из отвержденного материала. Светоотверждаемый герметик позволяет экономить время. Шприцы с насадками для прямого применения дают возможность легко и точно наносить герметик на препарированную фиссуру.



Динамика фторовыделения



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000008918 / 00000051781	Паста белая	Шприц/капсулы 1 мл / 0,25 г x 20
00000010401 / 00000052568	золотая	1 мл / 0,25 г x 20
00000010043 / 00000052567	оранжевая	1 мл / 0,25 г x 20
00000010042 / 00000052565	красная	1 мл / 0,25 г x 20
00000010040 / 00000052598	зеленая	1 мл / 0,25 г x 20
00000010045 / 00000052566	синяя	1 мл / 0,25 г x 20
00000010044 / 00000000000	прозрачная	1 мл / 0,25 г x 20
00000000127	белая	1 мл
	прозрачная	1 мл
	Гель для травления эмали на орг. основе	1 мл

артикул	форма выпуска	объем
00000008917	набор 7 цветов	
	прозрачная	1 мл
	белая	1 мл
	золотая	1 мл
	оранжевая	1 мл
	красная	1 мл
	зеленая	1 мл
	синяя	1 мл
	Гель для травления на орг. основе	3 мл

РУ № ФСР 2011/11998 от 13.02.2018 г.



ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФИССУР ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Фиссхим®

серии «КАЛЕЙДОСКОП» -
материал для детской стоматологии

НАЗНАЧЕНИЕ

Запечатывание фиссур и других анатомических углублений интактных зубов и изоляция участков, чувствительных к поражению кариесом от бактериальной среды ротовой полости.



открытая фиссура



запечатанная фиссура






СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Герметик химического отверждения «Фиссхим» представляет собой композит на основе органического связующего Бис-ГМА, НЕМА и силанизированного тонкодисперсного кварцевого наполнителя.

«Фиссхим» состоит из двух паст: основной и каталитической. Входящие в состав герметика фторсодержащие компоненты обеспечивают кариеспротективный эффект.

Динамика фторовыделения



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000001566	Паста основная белая Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 5 мл
000000025846	Паста основная жёлтая Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 5 мл
000000025847	Паста основная зеленая Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 5 мл
000000025848	Паста основная синяя Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 5 мл
000000025849	Паста основная красная Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 5 мл

артикул	форма выпуска	объем
000000022950	набор: Паста основная: желтая зеленая синяя красная Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 3 мл 3 мл 4 шт x 3 мл 5 мл

ПУ № ФСР 2009/05516 от 14.02.2018 г.



ЛАК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО
ОКРАШИВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

КОЛОРИДЕНТ®

НАЗНАЧЕНИЕ

- окрашивание эмали зубов в белый цвет с глянцевым или перламутровым блеском;
- декоративное окрашивание зубов в различные цвета.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Лак «КолорДент» содержит: природный пленкообразователь, способный образовывать тонкую прочную пленку, обладающий антисептическими и бактерицидными свойствами; растворитель; загуститель; колеровочную пасту на основе диоксида титана или пигментов другого цвета, а также реминерализующую добавку (гидроксиапатит), способствующую восстановлению минеральной структуры зуба.

Лак безопасен в использовании, не вредит слизистой оболочке полости рта, легко удаляется зубной щеткой.

*Для профессионального использования
и веселых розыгрышей*



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



- Перед применением хорошо встряхнуть ручку (флакон) с лаком
- Поместить ротрасширитель в полость рта
- Очистить и высушить поверхность зубов марлевым шариком или диском
- Снять колпачок с кисти и повернуть нижнюю часть ручки по часовой стрелке до тех пор, пока на кисти не появится небольшое количество лака (при первом использовании потребуется сделать несколько оборотов до появления лака)
- Нанести лак тонким слоем на поверхность зуба в направлении от десны к режущему краю
- Подождать 1,5-2,5 минуты (не закрывая рта)
- При необходимости, нанести лак повторно (после полного высыхания первого слоя)

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000018780	Лак 12 шт	6 мл

артикул	форма выпуска	объем
00000018709	Белая эмаль (тон 1)	6 мл
00000037181	Лак (ручка-кисточка)	3 мл
00000018710	Белая эмаль (тон 2)	6 мл
00000037182	Лак (ручка-кисточка)	3 мл
00000022838	Лак изумрудные искры	6 мл
00000022839	Лак серебряные искры	6 мл
00000022840	Лак золотые искры	6 мл
00000022841	Лак черный	6 мл
00000022842	Лак сиреневый	6 мл
00000022844	Лак розовый	6 мл
00000022845	Лак желтый	6 мл
00000022846	Лак красный	6 мл
00000022847	Лак синий	6 мл
00000022848	Лак зеленый	6 мл



СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ ЛАК
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ
ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

КОЛОРДЕНТ® - LC

для клинического использования


НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное окрашивание зубов в различные цвета.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«КолорДент-LC» представляет собой **светоотверждаемый** однокомпонентный композиционный материал низкой вязкости, устойчивый к истиранию, содержащий фторирующие компоненты, которые обеспечивают кариеспротективный эффект.

Материал «КолорДент-LC» выпускается в виде пасты (белой, прозрачной и цветной с мерцающим эффектом). Входящие в состав пищевые красители соответствуют нормам международных стандартов.



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000018844	Паста 7 шт	1 мл
	Гель для травления эмали	3 мл


артикул	форма выпуска	объем
00000025807	Паста прозрачная	1 мл
00000025840	Паста белая	1 мл
00000025841	Паста красная	1 мл
00000025842	Паста оранжевая	1 мл
00000025843	Паста желтая	1 мл
00000025844	Паста синяя	1 мл
00000025845	Паста зеленая	1 мл

РУ № ФСР 2010/07019 от 22.11.2017 г.




ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИОНОВ В ДЕНТИННЫЕ КАНАЛЬЦА


БЕЛАГЕЛЬ-F




БЕЛСОЛ-F




БЕЛАК-F




НАНОФЛЮОР




ГЛУФТОРЭД



АРГЕНАТ





ООО «Торговый Дом «ВладМиВа»
308023, Россия, Белгород, ул. Садовая, 118
тел./факс: +7(4722) 200-555
market@vladmiva.ru



НАШИ ФИЛИАЛЫ:

309512, г. Старый Оскол
мк-н Жукова, 29а
тел./факс: +7(4725) 33-39-33, 39-05-03
st_oskol@tdvladmiva.ru

394036, г. Воронеж
ул. Чайковского, 8
тел./факс: +7(473) 202-10-45
voronezh@tdvladmiva.ru


302016, г. Орел
пер. Ботанический, 27
тел./факс: +7(4862) 72-54-60, 72-54-61
orel@tdvladmiva.ru

241001, г. Брянск
ул. Авиационная, 34
тел./факс: +7(4832) 59-54-46
bryansk@tdvladmiva.ru

305029, г. Курск
ул.1-я Пушкарная, 21
тел./факс: +7(4712) 227-446, 227-445
kursk@tdvladmiva.ru

300034, г. Тула
ул. Демонстрации, 46
тел./факс: +7(4872) 70-13-20
tula@tdvladmiva.ru

140015, Московская обл.
г. Люберцы, ул. Инициативная, 15
тел./факс: +7(495) 565-42-43, 565-42-44
ddvladmiva@gmail.com



Всю продукцию можно приобрести
в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
www.tdvladmiva.ru

