



«Полимер-Стоматология»

**Качество,
проверенное
временем!**



ПРАЙС-КАТАЛОГ

Качество, проверенное временем!

Компания **«Полимер-Стоматология»** - молодое инновационное предприятие. Оно было создано профессионалами, сумевшими не только сохранить уникальные советские технологии и традиции качества, но и развить их до технологического уровня 21-го века.

Выбор компанией для своей деятельности производственной площадки АО «ОЭЗ «ВладМиВа» в Белгороде был обусловлен многими критериями, один из определяющих - наличие на производстве сертифицированной системы управления качеством в соответствии с ISO 13485. Действующая на «ОЭЗ «ВладМиВа» система менеджмента качества является показателем надежности и возможности предприятия производить продукцию не только в соответствии с техническими условиями, но и в соответствии с требованиями международных стандартов.

В настоящее время освоен промышленный выпуск всех стоматологических цементов, а также металлической группы изделий медицинского назначения – кламмеры, гильзы, проволока ортодонтическая, матрицы и полоски из нержавеющей стали, головки абразивные стоматологические и круги шлифовальные эластичные.

В каталоге представлен весь ассортимент, выпускаемый фирмой «Полимер-Стоматология». В будущем, планируется расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

Уверены, что инновационные подходы ООО «Полимер-Стоматология» и сертифицированная система управления качеством компании **«ВладМиВа»** являются подтверждением высокого качества и надежности представленной в каталоге продукции.



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Силицин плюс.....	2
Силидонт-2.....	2
Унифас-2.....	3
МЭН.....	3
ПЭН	3

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Проволока алюминиевая для шинирования	4
Проволока лигатурная для шинирования	4
Проволока для ортодонтических аппаратов.....	5

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Гелин.....	6
Гильзы для зубных коронок	6
Головки шлифовальные стоматологические	6
Головки для обработки естественных зубов:	
для прямых наконечников.....	7
для угловых наконечников.....	7
Головки для обработки стальных протезов	8
Головки для обработки пластмассовых протезов	8
Головки для обработки кобальто-хромового сплава.....	9
Головки для обработки нейлоновых протезов.....	10
Головки для шлифовки искусственных и натуральных ногтей в косметологии.....	11
Кламмеры стальные круглые	12
Кламмеры стальные круглые (Nfi)	12
Круги прорезные стоматологические на вулканитовой связке	12
Круги шлифовальные эластичные на вулканитовой связке	13
Круги полировальные гибкие.....	13
Круги шлифовальные стоматологические	14
Диски бумажные водостойкие	16
Диски сепарационные вулканитовые	16
Порошок полировочный для зубных протезов.....	16

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

СИЛИЦИН ПЛЮС

ЦЕМЕНТ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ СИЛИКАТНЫЙ



артикул	форма выпуска	масса	цена*
00000024835	Порошок Жидкость	50 г 30 г	330,00

НАЗНАЧЕНИЕ

Пломбирование передних и боковых зубов при локализации полостей на вестибулярных поверхностях, когда пломбы должны соответствовать эстетическим требованиям.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Обладает достаточной адгезией, химической стойкостью и просвечиваемостью. Пломба из цемента «Силицин Плюс» имеет блеск и живость, свойственные эмали естественных зубов.

«Силицин Плюс» состоит из порошка и жидкости затворения. Порошок представляет собой тонко измельченное алюмофторсиликатное стекло с добавками поливинилхлорида микросуспензионного. Жидкость содержит ортофосфорную кислоту, частично нейтрализованную гидрооксидом алюминия и окисью цинка.

СИЛИДОНТ-2

ЦЕМЕНТ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ
СИЛИКОФОСФАТНЫЙ



артикул	форма выпуска	масса	цена*
00000024836	Порошок Жидкость	50 г 30 г	297,00

НАЗНАЧЕНИЕ

Пломбирование боковых зубов и контактных поверхностей передних зубов, если полости не распространяются на вестибулярную поверхность. При среднем и глубоком кариесе нуждается в изолирующей прокладке.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Обладает высокой механической прочностью и химической стойкостью. Состоит из порошка и жидкости затворения. Порошок представляет собой смесь порошка алюмофторсиликатного стекла и порошка на основе гидроокиси цинка с добавлением модифицирующих окислов. Жидкость состоит из раствора ортофосфорной кислоты, частично нейтрализованной окисью цинка и гидрооксидом алюминия.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

- фиксация вкладок, штифтовых зубов, коронок и мостовидных протезов;
- фиксация металлокерамических коронок и протезов;
- прокладка под другие пломбировочные материалы;
- пломбирование корневых каналов зубов;
- пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Обладает достаточной адгезией, высокими показателями физико-механической прочности и химической стойкости, способствует регенерации тканей зуба, предотвращает осложнение и развитие вторичного кариеса. С

Состоит из порошка и жидкости затворения. Порошок – продукт тонкого измельчения клинкера, получаемого в результате спекания смеси цинка, оксида магния, двуоксида кремния (кварца), окиси висмута и аммония молибденовокислого с добавлением фторида натрия и гидроксида кальция. Жидкость – кислота ортофосфорная, частично нейтрализованная гидрооксидом алюминия и окисью цинка.

УНИФАС-2

ЦЕМЕНТ ЦИНКФОСФАТНЫЙ



артикул	форма выпуска	масса	цена
00000024818	Порошок Жидкость	100 г 60 г	176,00

ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Формирование контуров пломб между зубами при пломбировании.

артикул	форма выпуска	масса	цена*
00000025631	37 x 7,5 x 0,06	25 шт	132,00

НАЗНАЧЕНИЕ

Полоски металлические сепарационные эластичные нержавеющей для ограничения пломбируемой полости между зубами.

артикул	форма выпуска	масса	цена*
00000025632	40 x 7,0 x 0,06	100 шт	330,00

МЭН



ПЭН



ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ПРОВОЛОКА АЛЮМИНЕВАЯ ДЛЯ ШИНирования



НАЗНАЧЕНИЕ

Наложение шин на зубы при переломах челюстей.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Оптимальная эластичность
- Хорошо держит форму

артикул	форма выпуска	Ø, мм	L, м	цена*
00000024907	1 уп.	2,0	5,0	143,00

ПРОВОЛОКА ЛИГАТУРНАЯ ДЛЯ ШИНирования



НАЗНАЧЕНИЕ

Исправление челюстно-лицевых деформаций.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Высокая степень инертности
- Оличные прочностные характеристики
- Хорошо держит форму

артикул	форма выпуска	Ø, мм	L, м	цена*
00000026147	1 уп.	0,5	5,0	110,00

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ГЕЛИН

**ГИДРОКОЛЛОИДНАЯ
ДУБЛИРУЮЩАЯ МАССА**



артикул	форма выпуска	цена*
00000025630	300 г	550,00
00000025760	2,0 кг	3 300,00

НАЗНАЧЕНИЕ

Отливка негативных форм при одноэтапном изготовлении цельнолитых бюгельных протезов из кобальто-хромового сплава по огнеупорным моделям.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав гидроколлоидной дублирующей массы входит агар-агар, дистиллированная вода, этиленгликоль. «Гелин» обладает высокой точностью воспроизведения и обеспечивает получение гладкой поверхности модели.

ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ЗУБНЫХ КОРОНОК



НАЗНАЧЕНИЕ

Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок.

артикул	Ø, мм	форма выпуска	цена*
00000025000	7	100 шт.	297,00
00000024963	8	100 шт.	297,00
00000025001	9	100 шт.	297,00
00000025002	10	100 шт.	297,00
00000025005	11	100 шт.	297,00
00000024968	12	100 шт.	297,00
00000025064	12,5	100 шт.	330,00
00000025203	13,5	100 шт.	330,00
00000025189	14,5	100 шт.	330,00
00000025010	15,5	100 шт.	330,00
00000024967	16	100 шт.	363,00
00000025011	17	100 шт.	363,00

ГОЛОВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ



форма выпуска	цена*
10 шт	440,00








По желанию заказчика возможно изготовление головок других размеров

ГОЛОВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗУБОВ

для прямых наконечников

			артикул
	Угловые	ГУ-4	00000026375
	Угловые	ГУ-6	00000026407
	Угловые	ГУ-8	00000009433
	Угловые	ГУ-10	00000026408
	Угловые с выемкой	ГУВ-10	00000026409
	Сводчатые	ГСВ-7	00000026413
	Угловые с закругленной вершиной	ГУЗ-5	00000026410











для угловых наконечников

	Угловые	ГУ-4	00000026394
	Угловые	ГУ-6	00000026396
	Угловые	ГУ-8	00000009432
	Угловые	ГУ-10	00000026397
	Сводчатые	ГСВ-7	00000026402
	Угловые с выемкой	ГУВ-10	00000026398
	Угловые с закругленной вершиной	ГУЗ-5	00000026399

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

для прямых наконечников

головки для обработки стальных протезов

	Угловые	ГУ-4	00000006579
	Угловые	ГУ-6	00000026420
	Угловые	ГУ-8	00000000000
	Угловые	ГУ-10	00000026421
	Угловые с выемкой	ГУВ-10	00000026422
	Сводчатые	ГСВ-7	00000026423
	Сводчатые	ГСВ-10	00000031914
	Сводчатые	ГСВ-12,5	00000008883
	Угловые с закругленной вершиной	ГУЗ-10,8	00000008882
	Угловые с закругленной вершиной	ГУЗ-12,8	00000000000

головки для обработки пластмассовых протезов

	Конические	ГК-6	00000043218
	Сводчатые	ГСВ-10	00000026417
	Сводчатые	ГСВ-12,5	00000026416
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-12,5	00000026406
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-12,8	00000026415

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ



Угловые
с закругленной
вершиной

ГУЗ-10,8

00000026404



Угловые
с закругленной
вершиной

ГУЗ-12,8

00000000000



Шаровые

ГШ-12,5

00000026418

ГОЛОВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОБАЛЬТО-ХРОМОВОГО СПЛАВА



Угловые

ГУ-4 мм

00000026435



Угловые

ГУ-6

00000026437



Угловые

ГУ-8

00000000000



Угловые

ГУ-10

00000026436



Конические

ГК-6

00000026434



Сводчатые

ГСВ-3,5

00000000000



Сводчатые

ГСВ-7

00000026440



Сводчатые

ГСВ-10

00000026441



Сводчатые

ГСВ-12,5

00000026442



Угловые
с закругленной
вершиной

ГУЗ-10,8

00000026438



Угловые
с закругленной
вершиной

ГУЗ-12,8

00000000000

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ



форма выпуска	цена*
1 шт	88,00

Все типы головок производятся

Цветовой код грубой средней тонкой зернистости.

для прямых наконечников

головки для обработки нейлоновых протезов

	Угловые	ГУ-4	■	0000043049
	Угловые	ГУ-6	■	0000000000
	Угловые	ГУ-6	■	0000043050
	Угловые	ГУ-6	■	0000043265
	Конические	ГК-6	■	0000054208
	Конические	ГК-6	■	0000043048
	Конические	ГК-6	■	0000043041
	Сводчатые	ГСВ-10	■	0000043044
	Сводчатые	ГСВ-10	■	0000043033
	Сводчатые	ГСВ-10	■	0000043253
	Сводчатые	ГСВ-12,5	■	0000043045
	Сводчатые	ГСВ-12,5	■	0000043034
	Сводчатые	ГСВ-12,5	■	0000043036
	Шаровые	ГШ-12,5	■	0000043046
	Шаровые	ГШ-12,5	■	0000043047
	Шаровые	ГШ-12,5	■	0000043038
	Угловые с закругленной вершиной	ГУЗ-10,8	■	0000043264
	Угловые с закругленной вершиной	ГУЗ-10,8	■	0000054209
	Угловые с закругленной вершиной	ГУЗ-10,8	■	0000054211
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-12,5	■	0000043042
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-12,5	■	0000043032
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-12,5	■	0000043040
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-12,8	■	0000043043
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-12,8	■	0000043035
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-12,8	■	0000043039
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-14,5	■	0000043801
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-14,5	■	0000043800
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-14,5	■	0000043799
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ-20	■	0000043037

форма выпуска	цена*
10 шт	550,00



Все типы головок производятся

Цветовой код ультратонкой тонкой средней грубой зернистости.

для прямых наконечников

ГОЛОВКИ ДЛЯ ШЛИФОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ И НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ В КОСМЕТОЛОГИИ



Конические ГК-3

- 00000061882
- 00000061883
- 00000061884
- 00000061885




Конические ГК-4

- 00000061890
- 00000061891
- 00000061892
- 00000061893



Сводчатые ГСВ-4

- 00000061861
- 00000061862
- 00000061864
- 00000061865



Цилиндрические ГЦ-2

- 00000061894
- 00000061895
- 00000061896
- 00000061897



Цилиндрические ГЦ-6

- 00000061886
- 00000061887
- 00000061888
- 00000061889



Шаровые ГШ-3

- 00000061878
- 00000061879
- 00000061880
- 00000061881



Шаровые ГШ-4

- 00000061874
- 00000061875
- 00000061877
- 00000061876



Шаровые ГШ-5

- 00000061870
- 00000061871
- 00000061872
- 00000061873



Яйцевидные ГЯ-3

- 00000061866
- 00000061867
- 00000061868
- 00000061869

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

●● КЛАММЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксация зубных протезов в полости рта.

артикул	форма выпуска	Ø, мм	L, мм	цена*
00000024969	500 шт. (160 / 340)	1,0	32 / 25	330,00
00000024970	500 шт. (160 / 340)	1,2	32 / 25	363,00

●● КЛАММЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ (NTi)



НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксация зубных протезов в полости рта с нитрид-титановым покрытием.

артикул	форма выпуска	Ø, мм	L, мм	цена*
00000025215	1 шт.	1,0	25	33,00
00000025216	1 шт.	1,0	32	33,00
00000025214	1 шт.	1,2	25	36,00
00000025217	1 шт.	1,2	32	36,00

●● КРУГИ ПРОРЕЗНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НА ВУКАНИТОВОЙ СВЯЗКЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Точная и качественная резка металлических конструкций зубных протезов из кобальто-хромовых сплавов и нержавеющей сталей, а так же для прорезания межзубных канавок.

В качестве абразива используются высококачественные электрокорунды, обеспечивающие высокие режущие свойства изделия.

артикул	форма выпуска	Ø ₁ , мм	Ø ₂ , мм	F, мм	цена*
00000034850	30 шт.	40,0	2,0	1,5	770,0
00000039231	45 шт.	40,0	2,0	1,0	990,0
00000000000	20 шт.	40,0	2,0	2,0	396
00000000000	50 шт.	20,0	2,0	0,5	330
00000000000	50 шт.	20,0	2,0	1,0	385

Ø₁ - диаметр круга Ø₂ - диаметр отверстия F - толщина

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ

(для шлифмашин)
НА ВУКАНИТОВОЙ СВЯЗКЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Обработка коронок и мостовидных протезов из нержавеющей стали, цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из кобальто-хромовых сплавов, штамповано-паяных коронок на шлиф машине со скоростью вращения до 3000 об./мин.

- **для тонкой обработки (серого цвета)**

чистовая шлифовка и полировка.
С их помощью можно добиваться блеска изделий из стали и КХС.

- **для грубой обработки (зеленого цвета)**

первоначальная обдирка и грубая шлифовка, снятия шероховатостей.
С их помощью можно также обрабатывать изделия из драгоценных металлов.



артикул	форма выпуска	Ø ₁ , мм	Ø ₂ , мм	F, мм	цена*
тонкая					
00000034852	10 шт.	50,0	10,0	8	330,0
00000034853	3 шт.	90,0	10,0	8	396,0
грубая					
00000043803	10 шт.	50,0	10,0	8	330,0
00000043802	3 шт.	90,0	10,0	8	396,0

Ø₁ - диаметр круга

Ø₂ - диаметр отверстия

F - толщина

КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ГИБКИЕ

(для бормашин)

НАЗНАЧЕНИЕ

Обработка коронок и мостовидных протезов из нержавеющей стали, цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из КЧС, штамповано-паяных коронок на шлиф машине со скоростью вращения до 3000 об./мин.

- **для тонкой обработки (серого цвета)**

полировальные работы на бормашине при обработке металлических зубных протезов.

С их помощью можно добиваться блеска изделий из стали и КХС.

- **для грубой обработки (зеленого цвета)**

первоначальная шлифовка, снятие шероховатостей, предварительная полировка.

С их помощью можно также обрабатывать изделия из драгоценных металлов.



артикул	форма выпуска	Ø ₁ , мм	Ø ₂ , мм	F, мм	цена*
тонкая					
00000034847	50 шт.	18,0	2,0	4,0	363,0
00000034848	50 шт.	20,0	2,0	4,0	363,0
00000000000	50 шт.	22,0	2,0	4,0	363,0
грубая					
00000045151	50 шт.	18,0	4,0	4,0	363,0
00000043804	50 шт.	20,0	4,0	4,0	363,0
00000000000	50 шт.	22,0	4,0	4,0	363,0

Ø₁ - диаметр круга

Ø₂ - диаметр отверстия

F - толщина

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Обработка естественных зубов, стальных протезов, ккс, пластмассовых протезов, (пв, чк, ччв, пп).

форма выпуска	Ø, мм	цена*
50 шт.	12-22	880,00
10 шт.	50 / 65	407,00

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗУБОВ (для бормашин)


плоские с выточкой

ПВ-12х3 00000034855
ПВ-14х3 00000034856
ПВ-16х3 00000034857




чашечные конические

ЧК-13х4 00000034858
ЧК-18х5 00000034859



чечевичные с выточкой

ЧЧВ-18х3 00000034860



ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТАЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ


плоские с выточкой

ПВ-18х3 00000007817
ПВ-20х3 00000007816



чашечные конические

ЧК-18х5 00000034862



чечевичные с выточкой

ЧЧВ-22х3 00000007815



плоские прямого профиля

ПП-20х3 00000034359



ПП-50х6 00000008558



ПП-65х6 00000034861




ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОБАЛЬТО-ХРОМОВОГО СПЛАВА (КХС)



ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛАСТМАССОВЫХ ПРОТЕЗОВ



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ДИСКИ

БУМАЖНЫЕ ВОДОСТОЙКИЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Обработка цементных пломб.
Изготовлены из карбида кремния, закрепленного на бумажной основе.

артикул	форма выпуска	Ø, мм	цена*
00000034841	200 шт.	18,0	550,00
00000041797	400 шт.	18,0	990,00
00000041404	400 шт.	20,0	990,00
00000054244	400 шт.	22,0	990,00

ДИСКИ

СЕПАРАЦИОННЫЕ ВУЛКАНИТОВЫЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Обработка твердых тканей зубов, точная и качественная резка металлических конструкций зубных протезов из КХС и нержавеющей сталей, а так же прорезание межзубных канавок. В качестве абразива используются высококачественные электрокорунды, обеспечивающие высокие режущие свойства изделия.

артикул	форма выпуска	Ø, мм	цена*
00000034844	400 шт.	18,0	1760,00
00000034845	400 шт.	22,0	1760,00

ПОРОШОК ПОЛИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ



НАЗНАЧЕНИЕ

Полировка пластмассовых и металлических съемных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Порошок полировочный представляет собой тонкоизмельченный кварц-полевошпатовый материал с небольшой добавкой каолина.

артикул	форма выпуска	цена*
00000024837	2 кг	165,00

продукцию, представленную в каталоге, Вы можете приобрести :

ООО «Торговый Дом «ВладМиВа»

308023, Россия, г. Белгород, ул. Садовая, 118
тел./факс: (4722) 200-555
market@vladmiva.ru

в наших филиалах:

140015, Московская обл., г. Люберцы, ул. Инициативная, 15
тел./факс: (495) 565-42-43, 565-42-44
ddvladmiva@gmail.com

394036, г. Воронеж, ул. Чайковского, 8
тел./факс: (473) 202-10-45
voronezh@tdvladmiva.ru

302016, г. Орел , пер. Ботанический, 27
тел./факс: (4862) 72-54-60, 72-54-61
orel@tdvladmiva.ru

305029, г. Курск, ул.1-я Пушкарная, 21
тел./факс: (4712) 227-446, 227-445
kursk@tdvladmiva.ru

309512, г. Старый Оскол, мк-н Жукова, 29а
тел./факс: (4725) 33-39-33, 39-05-03
st_oskol@tdvladmiva.ru

241001, г. Брянск, ул. Авиационная, 34
тел./факс: (4832) 59-54-46
bryansk@tdvladmiva.ru

300034, г. Тула, ул.Демонстрации, 46
тел./факс: (4872) 70-13-20
tula@tdvladmiva.ru

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

www.vladmiva.ru

Торговый Дом «ВладМиВа»
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 118
т./ф: (4722) 200-555
market@vladmiva.ru

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН



www.tdvladmiva.ru



ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

www.enigmadent.ru

ООО «ТД ЭНИГМА ДЕНТ»
125190, Москва, Ленинградский пр., д. 80, к. 30
т./ф: (495) 799-92-65
(495) 799-92-66
(495) 787-32-75

«Полимер-Стоматология»



ООО «Полимер-Стоматология» г. Белгород, ул. Студенческая, 52
тел/факс: (4722) 200-555, market@vladmiva.ru



www.polimerstom.ru